

Knoppenoverzicht microfoon

Opties en instellingen

Welke acties standaard zijn toegewezen aan microfoonknoppen hangt af van het microfoonmodel. U kunt de toegewezen acties aanpassen in het deelvenster Microfoonknoppen van het dialoogvenster Opties.

In deze tabel vindt u de standaardknoppen en equivalente knoppen voor de microfoons Philips SpeechMike, Nuance PowerMic III en Nuance PowerMic 4.

Standaardactie	Knop		
	Nuance PowerMic III	Philips SpeechMike	Nuance PowerMic 4
Ingedrukt houden	Opnemen	Opnemen	Opnemen
Tekst overzetten	Transcriberen	EOL	Functie achterkant
Standaardwaarden accepteren	Enter/selecteren (vinkje)	Knop achterkant	Enter/selecteren (vinkje)
Dicteervenster weergeven/verbergen	Aangepast rechts	Invoegen/overschrijven	Functie D
Vorig veld	Tab achteruit	Functie 1	Tab achteruit
Volgend veld	Tab vooruit	Functie 2	Tab vooruit
Vorig veld	Terugspoelen	Terugspoelen	Terugspoelen
Volgend veld	Vooruitspoelen	Vooruitspoelen	Vooruitspoelen
Geen standaardactie	Stoppen/afspelen	Afspelen/pauzeren	Afspelen/pauzeren
Geen standaardactie	Aangepast links	Functie 4	Functie B
Geen standaardactie	-	-	Functie C
Geen standaardactie	-	-	Functie A
Niet ondersteund	-	F3	-
Niet ondersteund	-	'-i-'	-

LEER MEER

Voor meer informatie over de microfoons die voor Dragon Medical zijn geoptimaliseerd, gaat u naar nuance.be/powermic-nl



Over Nuance Communications

[Nuance Communications](https://www.nuance.com) is een technologiepionier en marktleider op het gebied van oplossingen voor Conversational AI en Ambient Intelligence. 77 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen en 85 procent van de Fortune 100 over de hele wereld vertrouwt op Nuance als full-service partner. Wij creëren intuïtieve oplossingen die het menselijk vermogen om anderen te helpen versterken. Nuance is een bedrijf van Microsoft.