





Sådan tilføjes "COVID-19" til Dragon Medical One leksikon

Udfør nedenstående trin for at Dragon Medical One genkender udtrykket "COVID-19".

1.	Vælg "Administration af Leksikon" i Dragon menuen	
2.	Klik på "+" i "Administration af Leksikon"-vinduet.	
3.	<p>I "Tilføj ord"-vinduet skrives <i>COVID-19</i>. Klik herefter på linket "Indtast ordet sådan, som du ville udtale det".</p> <p>Vigtigt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Du skal <u>ikke</u> klikke på "Brug standardudtale", da du i næste trin lærer Dragon, hvordan ordet udtales.• Dragon <u>vil</u> ikke genkende ordet, hvis du klikker på mikrofonen for at træne systemet med din stemme. I stedet skal du gå til næste trin, og lære Dragon den fonetiske udtale af ordet.	

<p>4.</p>	<p>Lær Dragon hvordan COVID-19 udtales, ved at skrive den talte form af ordet som vist på billedet (ko vid nitten). Klik afslutningsvis på "Gem".</p>	
<p>5.</p>	<p>"COVID-19" er nu tilføjet leksikon. Du kan lukke vinduet.</p> <p>Note: Hvis Dragon ikke genkender din udtale ordentligt efter at have fulgt beskrivelsen, kan du gentage processen og justere den fonetiske beskrivelse svarende til din personlige udtale af ordet.</p>	