

Micrófono de dictado de alta calidad con funciones de ratón.

Aumente la productividad de los médicos con el control ergonómico de las funciones de dictado y la navegación de campos en pantalla del Nuance PowerMic 4.

El Nuance PowerMic 4* lleva el dictado de los médicos a un nuevo nivel, ya que permite controlar el micrófono, navegar y seleccionar los campos en pantalla, así como insertar, revisar y editar el texto generado de forma rápida y sencilla.

El control al alcance de su mano

Gracias a las nuevas funciones, como el puntero de mayor tamaño, los botones adicionales y el soporte magnético, los médicos podrán aumentar su productividad con un control ergonómico mejorado de las funciones de dictado y reconocimiento de voz.

Con el Nuance PowerMic 4, los médicos pueden navegar rápidamente por los campos de registros electrónicos de los pacientes, plantillas o informes e insertar texto mediante el dictado, con lo que alcanzarán unos niveles sin precedentes de productividad y facilidad de uso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- La **conectividad por USB para una instalación Plug and Play** garantiza la compatibilidad con una amplia gama de ordenadores.
- El **micrófono unidireccional con cancelación de ruido** garantiza la precisión del rendimiento incluso en los entornos más ruidosos.
- La **superficie es fácil de limpiar** y promueve la seguridad en los entornos clínicos.

MODELO DISPONIBLE

- Cable USB de 2,7 m
-



* Requisitos de la versión
– Dragon Medical One versión 2021.4 SR1
– Dragon Medical SpeechKit versión 2021.4

Especificaciones técnicas

Sistema operativo: Windows® 10, Windows® 11

USB: USB 2.0, tipo A (compatible con USB 3.0)

Entornos compatibles: Citrix® y VMware

Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico de Nuance.

Respuesta de frecuencia de entrada/salida

Micrófono 20: 12 000 Hz

Altavoz 300: 7500 Hz

Relación señal/ruido: >70 dbA

Consumo energético

Corriente: < 100 mA (volumen máximo de reproducción)

Potencia: máx. 0,5 VA (volumen máximo de reproducción)

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de funcionamiento: entre 5 °C y 45 °C (entre 41 °F y 113 °F)

Humedad: 10 % - 90 %

Emisiones: clase B

— EN 55032:2015: Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de emisión.

Inmunidad

— EN 55035:2018: Compatibilidad electromagnética de equipos multimedia. Requisitos de inmunidad.

Cumplimiento normativo

Declaración de conformidad de los fabricantes

El dispositivo se ajusta a las siguientes directivas de la UE:

- Directiva 93/68/CEE de marcado CE
- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directivas 2011/65/UE y 2015/863/UE sobre la restricción de ciertas sustancias peligrosas

Fecha de la primera colocación de la marca CE 2021



PARA SABER MÁS

Para saber más sobre PowerMic 4, visite nuance.mx/powermic



Sobre Nuance Communications, Inc.

[Nuance Communications](https://www.nuance.com) es una compañía tecnológica pionera y líder en IA conversacional e inteligencia ambiental. El 77 por ciento de los hospitales de Estados Unidos y el 85 por ciento de la lista Fortune 100 global confían en ella como socio full-service. Desde Nuance creamos soluciones intuitivas que amplifican la habilidad de las personas para ayudar a otros. Nuance es una empresa de Microsoft.