



Come aggiungere "COVID-19" al vocabolario di Dragon Medical One

Segui questi passaggi per insegnare a Dragon Medical One a riconoscere il termine "COVID-19"

1.	Dal menù Dragon, seleziona Gestione Vocabolario...	 The screenshot shows the top right corner of the Dragon Medical One desktop application. The user's name 'dan.sauve' is visible in the top bar. A dropdown menu is open, listing various options. The 'Manage Vocabulary...' option is highlighted in blue.
2.	Fai clic su aggiungi nella finestra "pop-up" di Gestione Vocabolario.	 The screenshot shows a 'Manage Vocabulary' pop-up window. At the top, it says 'You do not have any words in your personal vocabulary.' followed by a blue 'Add' button.
3.	<p>Nella schermata "Aggiungi" digita COVID-19 nella casella di input, quindi fai clic su " Inserisci la parola come la pronunceresti "..</p> <p>Important:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Non fare clic sull'opzione "Usa pronuncia predefinita"; affinché il termine sia riconosciuto correttamente, dovrai insegnare a Dragon come lo pronunci nel passaggio successivo</u>• Dragon non riconoscerà il termine se si fa clic sul microfono rosso per addestrare il sistema usando la voce. Invece, procedi al passaggio successivo e insegna a Dragon l'ortografia fonetica del termine.	

4.	Insegna a Dragon come pronunciare COVID-19 inserendo la forma parlata del termine (ortografia fonetica, ad esempio "co vid diciannove"). Fai clic su "Salva" al termine.
5.	COVID-19 "è stato ora aggiunto al vocabolario di Dragon. Puoi chiudere questa finestra.. Nota: se Dragon non riconosce correttamente la pronuncia del termine dopo aver seguito questo processo, ripeti questi passaggi e regola l'ortografia fonetica del termine nel passaggio 4 in base alla pronuncia personale di COVID-19