

Geavanceerde dicteermicrofoon met muisfuncties.

Zorgprofessionals werken sneller met Nuance PowerMic 4 dankzij de ergonomische dicteerfuncties en veldnavigatie op het scherm.

Met de Nuance PowerMic 4* kunnen zorgprofessionals nu nog beter dicteren dankzij de snelle en gemakkelijke bediening van de microfoon, navigatie en selectie van velden op het scherm en het invoegen, controleren en bewerken van ingesproken tekst.

Controle binnen handbereik

De verbeterde ergonomische dicteer- en spraakherkenningsfuncties, zoals een groter aanwijsapparaat, extra knoppen en magnetische bevestigingsopties, zorgen voor een hogere productiviteit.

Met Nuance PowerMic 4 kunnen zorgprofessionals snel door EPD-, sjabloon- of rapportvelden navigeren en tekst invoegen met behulp van hun stem om zo een nieuw niveau van gebruiksvriendelijkheid en efficiëntie te bereiken.



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- **Plug-and-play-installatie via USB** voor compatibiliteit met verschillende computers.
- **Richtmicrofoon met ruisonderdrukking** voor nauwkeurige prestaties in zelfs de meest luidruchtige omgevingen.
- **Eenvoudig te reinigen oppervlak** voor meer veiligheid in klinische omgevingen.

BESCHIKBAAR MODEL

- 2,7 m kabel USB

*Vereiste versies
– Dragon Medical One versie 2021.4 SR
– Dragon Medical SpeechKit versie 2021.4 SR

Technische specificaties

Besturingssysteem: Windows® 10, Windows® 11

USB: USB 2.0, type A (compatibel met USB 3.0)

Ondersteunde omgevingen: Citrix® en VMware
Neem voor meer informatie contact op met de technische ondersteuning van Nuance.

Frequentierespons ingang/uitgang

Microfoon 20 - 12.000 Hz

Luidspreker 300 - 7.500 Hz

Signaal-ruisverhouding: >70 dbA

Stroomverbruik

Stroom: < 100 mA (max. afspeelvolumen)

Vermogen: max. 0,5 VA (max. afspeelvolumen)

Bedrijfsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur 5° tot 45° C (41° tot 113° F)

Vochtigheidsgraad: 10% - 90%

Emissieklasse B

— EN 55032:2015 – Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur—Emissie-eisen

Immunititeit

— EN 55035:2018 – Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur—Immunititeitseisen

Conformiteit

Fabrikantenconformiteitsverklaring

Het apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen

— 93/68/EEG—CE-markeringsrichtlijn

— 2014/30/EU – Elektromagnetische compatibiliteit

— 2011/65/EU en 2015/863/EU—RoHS

Datum van eerste aanbrenging van de CE-markering 2021



LEER MEER

Voor meer informatie over de microfoons die voor Dragon Medical zijn geoptimaliseerd, gaat u naar nuance.be/powermic-nl



Over Nuance Communications

[Nuance Communications](#) is een technologiepionier en marktleider op het gebied van oplossingen voor Conversational AI en Ambient Intelligence. 77 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen en 85 procent van de Fortune 100 over de hele wereld vertrouwt op Nuance als full-service partner. Wij creëren intuïtieve oplossingen die het menselijk vermogen om anderen te helpen versterken. Nuance is een bedrijf van Microsoft.