






# So fügen Sie dem Dragon Medical One Vokabular „COVID-19“ hinzu

Befolgen Sie diese Schritte, um Dragon Medical One beizubringen den Begriff „COVID-19“ beizubringen.

1.	 The screenshot shows the Dragon application's main menu. The 'Vokabular verwalten...' option is highlighted with a mouse cursor. Other options include 'Abmelden...', 'Optionen...', 'AutoTexte verwalten...', 'Schritt-für-Schritt-Befehle verwalten...', 'Diktierfenster einblenden/ausblenden...', 'Letzte Meldung anzeigen', 'Protokolldatei anzeigen', 'Hilfe', 'Das können Sie sagen', and 'Beenden'.	Wählen Sie im Dragon-Menü die Option "Vokabular verwalten ..."
2.	 The screenshot shows a popup window titled 'Vokabular verwalten'. It contains a message: 'Sie haben keine Wörter in Ihrem persönlichen Vokabular.' Below the message is a blue button labeled 'Hinzufügen'.	Klicken Sie im Popup-Fenster "Vokabular verwalten" auf "Hinzufügen".
3.	 The screenshot shows the 'Wort hinzufügen' window. The input field contains 'COVID-19' with a red circle '1' next to it. Below the input field is a green button 'Standardaussprache verwenden'. Below that is a paragraph of text: 'Dragon verwendet die Standardaussprache, welche auf der Schreibweise des Wortes basiert. Wenn Sie das Wort anders aussprechen, können Sie das Mikrofonsymbol klicken und das Wort so sagen, wie Sie es üblicherweise aussprechen.' Below the text is a red microphone icon with a white 'P' and a slash through it. At the bottom, there is a text box with the prompt 'Geben Sie das Wort ein, wie Sie es aussprechen würden' and a red circle '2' next to it.	Geben Sie im Fenster "Wort hinzufügen" COVID-19 in das Eingabefeld ein und klicken Sie dann auf den Link "Geben Sie das Wort ein, wie Sie es aussprechen würden" <b>Wichtig:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Klicken Sie <b>nicht</b> auf die Option „Standardaussprache verwenden“. Damit der Begriff richtig erkannt wird, müssen Sie Dragon im nächsten Schritt beibringen, wie Sie ihn aussprechen.</li><li>• Dragon erkennt den Begriff <b>nicht</b>, wenn Sie auf das rote Mikrophon klicken, um das System mit Ihrer Stimme zu trainieren. Fahren Sie stattdessen mit dem nächsten Schritt fort und bringen Sie Dragon die phonetische Schreibweise des Begriffs bei.</li></ul>

<p>4.</p>		<p>Bringen Sie Dragon bei, wie man COVID-19 ausspricht, indem Sie die gesprochene Form des Begriffs eingeben (phonetische Schreibweise, z. B. "cuh vid neun zehn" oder "co vid neun zehn"). Klicken Sie auf "Speichern", wenn Sie fertig sind.</p>
<p>5.</p>		<p>"COVID-19" wurde nun zum Dragon-Vokabular hinzugefügt. Sie können dieses Fenster schließen.</p> <p><b>Hinweis:</b> Wenn Dragon Ihre Aussprache des Begriffs nach diesem Vorgang nicht richtig erkennt, wiederholen Sie diese Schritte und passen Sie die phonetische Schreibweise des Begriffs in Schritt 4 entsprechend Ihrer persönlichen Aussprache von COVID-19 an.</p>