

Transformez votre smartphone en **micro sans fil sécurisé**

Avec PowerMic™ Mobile, les médecins peuvent utiliser leur smartphone comme micro sans fil pour produire leur documentation médicale.

Une plus grande liberté, une expérience PowerMic inchangée

PowerMic Mobile transforme votre smartphone en micro sans fil sécurisé.

Optimisé pour Dragon Medical Direct, PowerMic Mobile offre aux professionnels de santé une liberté de mouvement pour générer leur documentation médicale.



Téléchargement

Le médecin télécharge l'appli iPhone ou Android via l'App Store ou Google Play Store.



Connexion

Une fois que l'utilisateur s'est authentifié sur Dragon Medical Direct sur son PC et sur PowerMic Mobile sur son smartphone, les 2 applications sont automatiquement jumelées.

Capture

La voix est capturée par le micro du smartphone. Elle est ensuite transférée vers la solution de reconnaissance vocale Nuance : le résultat s'affiche sur le PC dans la zone de texte cible de Dragon Medical Direct.

Les boutons programmables de l'application mobile PowerMic Mobile permettent les mêmes actions que le PowerMic.

PowerMic Mobile contribue à faciliter les missions quotidiennes des médecins. Permettant de dicter dans les environnements de dossiers patients informatisés (DPI) et grâce à ses boutons programmables, PowerMic Mobile apporte flexibilité, confort et productivité. Le chiffrement 256 bits garantit un environnement totalement sécurisé via une connexion WiFi ou des réseaux cellulaires. Les professionnels de santé peuvent utiliser PowerMic Mobile comme périphérique de dictée autonome ou en usage couplé avec PowerMic 3 ou tout autre micro-casque ou microphone compatible.

Fonctionnalités et avantages



Mobilité accrue des médecins

Après chaque consultation, les professionnels de santé peuvent compléter les dossiers de leurs patients sur n'importe quel poste de travail disponible, qu'ils disposent ou non d'un micro filaire.



Haute évolutivité et gestion centralisée

PowerMic Mobile évolue en même temps que l'établissement de santé et offre une gestion centralisée en ligne pour la configuration et la gestion des comptes et des préférences des utilisateurs.



Compatibilité avec les bureaux virtuels

Que ce soit sur un client de poste de travail ou un client léger, PowerMic Mobile offre aux médecins une mobilité accrue partout où ils se trouvent : à l'hôpital, à la clinique ou à leur domicile, grâce à une prise en charge indépendante des fournisseurs de dossiers patients informatisés.



Couplage automatique avec les PC

PowerMic Mobile propose plusieurs dispositifs intuitifs de couplage des périphériques mobiles aux applications cibles, notamment via un identifiant Windows, un nom d'utilisateur d'application Nuance ou un système de jetons.



Boutons programmables

Les boutons logiciels programmables permettent de démarrer et d'arrêter l'enregistrement, de naviguer dans les modèles de documents, de lancer une macro ou encore d'ancrer dans une zone de texte spécifique les résultats de reconnaissance vocale.



Compatibilité avec iOS et Android

L'application est disponible via l'App Store et Google Play Store, ce qui facilite son déploiement pour l'utilisateur final.



Compagnon idéal de PowerMic

En combinant les micros filaires PowerMic et PowerMic Mobile, les médecins peuvent accéder à leurs préférences et flux de travail partout dans l'établissement de santé.



Optimisé pour les solutions Nuance

Compatible avec toutes les solutions pour PC Windows, PowerMic Mobile a été testé et optimisé pour Dragon Medical Direct.

« PowerMic Mobile a suscité un énorme enthousiasme pour la mobilité et la technologie, braquant ainsi les projecteurs sur Dragon Medical et la documentation médicale. »

– Dr Stephanie Lahr
Directrice des systèmes
d'informations médicales,
Kootenai Health

Configuration requise

Serveur hébergé Nuance Management Server (NMS) et abonnement pour une licence professionnelle requis. Configuration minimale requise : iPhone 5 (avec iOS 8.0) ou smartphone Android 4.3, connexion WLAN ou Internet, et PC Windows 7.

Prêt à faire passer votre documentation médicale à la vitesse supérieure ?

 www.nuance.fr

 [@voice4health](https://twitter.com/voice4health)

À propos de Nuance Communications, Inc.

Nuance Communications, Inc. est leader sur les marchés des solutions de reconnaissance et de synthèse vocales destinées aux professionnels et aux particuliers. Les technologies, applications et services Nuance optimisent le travail des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec leurs périphériques et systèmes. Chaque jour, des millions d'utilisateurs et des milliers d'entreprises bénéficient des applications primées de Nuance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site <http://www.nuance.fr/sante/index.htm> et suivez-nous sur www.twitter.com/voice4health.