

Microfono di eccezionale qualità per la dettatura medica, con le funzionalità mouse per il PC

PowerMic™ III di Nuance è stato concepito per aumentare la produttività dei medici; la sua ergonomia consente di controllare le funzioni di dettatura standard e di riconoscimento vocale.

Il microfono PowerMic III di Nuance consente di controllare con il pollice la dettatura e con il riconoscimento vocale la navigazione, la correzione e la modifica della documentazione creata.

Controllo completo della dettatura

Grazie a PowerMic III di Nuance, il medico che detta sul PC potrà più facilmente controllare le funzioni di registrazione, navigazione e selezione dei campi nei modelli di documenti e usare le funzioni di correzione e modifica del testo riconosciuto. Oltre al controllo completo della dettatura, il PowerMic III integra tutte le funzioni mouse compatibili con Microsoft®; i medici non dovranno più armeggiare con il microfono, il mouse e la tastiera allo stesso tempo.

Grazie a PowerMic III di Nuance, i professionisti della salute possono rapidamente navigare tra i campi di diversi modelli di documento, registrare e inserire del testo riconosciuto nel punto desiderato.

Associando un microfono ergonomico a funzioni mouse, PowerMic III consente ai medici di dettare in modo più rapido e semplice aumentando la loro produttività.

Microfono perfettamente adatto per un uso pratico e un livello di registrazione ottimale

Funzioni di dettatura di base Registrazione, Indietro veloce, Lettura, Avanti veloce, Selezione e convalida

Pulsante di selezione di tipo "track-point" e pulsanti mouse Sinistra / Destra che consentono di controllare il puntatore sullo schermo, navigare e selezionare

Superficie antibatterica adatta per l'impiego nell'ambiente ospedaliero

Pulsante di trascrizione per il riconoscimento del testo o per l'invio automatico della dettatura a un correttore se il medico non finalizza il documento in prima persona.

Pulsanti Avanti e Indietro per spostarsi più rapidamente tra i modelli controllati a voce e la compilazione dei moduli



Principali funzioni:

- Connessione USB per semplificare l'installazione Plug and Play; non occorre più usare un computer con una scheda audio.
- Microfono unidirezionale con eliminazione dei disturbi per aumentare la precisione in tutti gli ambienti, anche nei più rumorosi
- Rilevamento delle preferenze e delle modalità di lavoro di ogni medico

Può essere usato con:

- Dragon Medical Practice Edition
- Dragon Medical Direct
- SpeechMagic SDK
- SpeechAnywhere Services

PowerMic III di Nuance comprende:

- Un cavo a scelta (standard a 90 cm, o 270 cm) in funzione della vostra modalità di lavoro

Specifiche tecniche

Sistema operativo: Windows® 7, Windows 8.1, Windows 10

USB: 1.1 o versione successiva (la porta USB deve essere in grado di fornire almeno 500 mA per il consumo di energia)

Ambienti compatibili: sono supportati Citrix® e VMware.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il supporto tecnico di Nuance.

Frequenza delle risposta in ingresso/uscita: microfono 20-16.000 Hz; altoparlante 500-5.000 Hz

Rapporto segnale/rumore: +70 dB

Consumo di energia

Corrente: max 500 mA (volume di ascolto massimo); potenza: max 2,5 VA (volume di ascolto massimo)

Consumo di energia tipico:

- Standby: 115 mA
 - Registrazione (con LED acceso): 130 mA
 - Ascolto al volume massimo: 400 mA
- Temperatura di funzionamento tra 5 e 35 °C
Temperatura di stoccaggio tra -25 e +70 °C

Protezione

- IEC/EN/UL 60950-1: 2005 2ª edizione: AM1:2009 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Sicurezza
- Tensione e corrente assorbite: 5 Vdc, 500 mA max

Emissioni, classe B

- EN 55032:2012 - Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali. Esigenze di emissione
- AS/NZS CISPR 32:2013 Compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature multimediali. Prescrizioni di emissione (Australia)
- Titolo 47 del Codice dei regolamenti federali (CFR47) della FCC. Parte Telecomunicazioni 15.107:2015 Dispositivi a radiofrequenza (Stati Uniti)
- ICE-003:2012 Apparecchiature di tecnologia dell'informazione (ITE). Limiti e metodi di misurazione (Canada)

Immunità alla compatibilità elettromagnetica

- EN 55024:2010 Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche dell'immunità. Limiti e metodi di misura

FCC: avviso agli utenti

- Questa apparecchiatura è conforme alla parte 15 dei regolamenti FCC e il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) non deve causare alcuna interferenza dannosa e (2) deve accettare tutte le interferenze ricevute, in particolare quelle che possono comportare un funzionamento indesiderato.

Conformità



 www.nuance.it/sanita

 [@voice4health](https://twitter.com/voice4health)

Dichiarazione di conformità del produttore

Il dispositivo ottempera alla seguente normativa dell'UE:

- Direttiva 2006/95/CE relativa al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
 - Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti
 - Direttiva 2014/30/UE relativa alla compatibilità elettromagnetica
 - Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
 - Regolamento 1907/2006/CE concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
- Data della prima marcatura CE 2015

Informazioni su Nuance Healthcare

Nuance Healthcare consente alle strutture sanitarie e ai medici di acquisire con precisione la cronologia del paziente, per convertirla in informazioni mediche utilizzabili in 22 lingue. Oggi, più di 10.000 strutture sanitarie e di 500.000 medici nel mondo usano la tecnologia di riconoscimento vocale di Nuance per offrire cure di maggior qualità, migliorare gli utili e rispondere alle esigenze del settore medico.