


Gebruik uw smartphone als veilige draadloze microfoon

PowerMic™ Mobile geeft zorgverleners de vrijheid om patiëntgegevens te dicteren met hun smartphone

Meer vrijheid, dezelfde PowerMic-ervaring

PowerMic Mobile maakt van uw smartphone een goed beveiligde draadloze microfoon voor gebruik in combinatie met Windows-bureaubladoplossingen voor medische spraakherkenning.

PowerMic Mobile is geoptimaliseerd voor gebruik met Dragon Medical Direct en Dragon Medical One en geeft zorgverleners de vrijheid om met hun smartphone patiëntgegevens te dicteren, ongeacht in welke kamer of op welke locatie ze zijn, en op meerdere computers.



Downloaden

Zorgverleners kunnen de iPhone- of Android-app gewoon downloaden van de App Stores.



Verbinden

Gebruikers melden zich aan bij een pc die de software ondersteunt, waarna hun smartphone automatisch wordt gekoppeld aan het werkstation voor draadloze audio-opnamen.



Opnemen

De audio wordt via de microfoon van de smartphone opgenomen en direct ingevoerd in de Nuance-bureaubladoplossing voor spraakherkenning. De microfoon werkt precies als de PowerMic en net als bij de PowerMic kunnen de knoppen door de gebruiker worden ingesteld.

PowerMic Mobile vergroot de productiviteit en het gemak van de zorgverlener en biedt ondersteuning voor gevirtualiseerde EPD-installaties, door de gebruiker in te stellen knoppen en 256-bits codering met end-to-end beveiliging via een WiFi-netwerk of mobiel netwerk. Zorgverleners kunnen er nu voor kiezen PowerMic Mobile te gebruiken als extra invoerapparaat of als alternatief voor de PowerMic of andere ondersteunde handmicrofoons of headsets.

Funcities en voordelen



Grotere mobiliteit van de zorgverlener

Zorgverleners kunnen hun patiëntgegevens tijdens het consult direct op elk beschikbaar werkstation invoeren, met of zonder vaste microfoon.



Schaalbaar en centraal beheerd

PowerMic Mobile is zeer schaalbaar en groeit mee met uw organisatie. Gebruikersaccounts en -voorkeuren kunnen via internet centraal worden geconfigureerd en beheerd.



Werkt met virtuele bureaubladen

Desktop of thin client, op kantoor of erbuiten, PowerMic Mobile zorgt voor een grotere mobiliteit in het hele ziekenhuis, in externe klinieken en thuis, met ondersteuning voor gevirtualiseerde EPD's, ongeacht leverancier en eindpunt.



Automatische werkstationkoppeling

PowerMic Mobile biedt een aantal intuïtieve manieren om mobiele apparaten te koppelen aan doelprogramma's, bijvoorbeeld via tokens, de aanmeldings-ID van Windows of de Nuance Application-gebruikersnaam.



Door de gebruiker instelbare knoppen

Met PowerMic Mobile kunnen gebruikers eenvoudiger en sneller dicteren dankzij instelbare knoppen op het scherm. Daarmee kunnen ze audio-opnamen maken en eenvoudig sjablonen invullen en klinische documentatie beoordelen en bewerken.



Compatibel met iOS en Android

De app is verkrijgbaar via de App Store en Google Play Store, waardoor distributie onder eindgebruikers heel eenvoudig is.



Perfekte partner voor PowerMic's

Ondersteunt via een combinatie van vaste PowerMic's en PowerMic Mobile de voorkeuren en workflows van elke zorgverlener in de gezondheidsinstelling.



Geoptimaliseerd voor Nuance-oplossingen

PowerMic Mobile werkt met elke Windows-bureaubladoplossing en is volledig getest en geoptimaliseerd voor gebruik met Dragon Medical One, Dragon Medical Network Edition en andere Nuance-oplossingen voor de gezondheidszorg.



netherlands.nuance.com



[@voice4health](https://twitter.com/voice4health)

“Dankzij PowerMic Mobile zijn veel zorgverleners nu enthousiast over mobiliteit en technologie en dus ook over Dragon Medical en medische documentatie.”

– Dr. Stephanie Lahr
Chief Medical Information Officer
Kootenai Health

Systemvereisten

Gehoste Nuance Management Server (NMS) en abonnement op bedrijfslicentie. Minimaal iPhone 5 (met iOS 9.35+) of Android 6 met WLAN- of internetverbinding en pc met Windows 8.1.

Klaar om uw documentatie naar een hoger plan te tillen?

Over Nuance Communications

Nuance Communications, Inc. (NASDAQ: NUAN) is pionier en marktleider op het gebied van innovatieve AI-oplossingen die intelligentie toevoegen aan ons dagelijks werk en leven. Het bedrijf levert oplossingen die mensen kunnen begrijpen, analyseren en op hen kunnen reageren om de menselijke intelligentie te versterken en zo productiviteit en security te verhogen. Nuance heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van domain en artificial intelligence. Duizenden bedrijven in verschillende sectoren, waaronder gezondheidszorg, financiële dienstverlening, telecommunicatie, overheidsorganisaties en detailhandel gebruiken de oplossingen van Nuance om een slimmere, verbonden wereld mogelijk te maken. Ga voor meer informatie naar netherlands.nuance.com.